

INJEKČNÍ TECHNIKA

- Jehly
- Kanyly
- Infuzní sety, transfuzní sety a propojovací hadičky
- Trojcestné kohouty
- IN uzávěr acti-fine®



JEDNORÁZOVÉ STŘÍKAČKY LUER

Injekční stříkačky jsou sterilní, apyrogenní, netoxické, vyrobené z plastu pro jednorázové použití. Jsou tvořené pístem a válcem s vytištěnou stupnicí, která má dělení v mililitrech. Vyrábějí se s kuželem Luer. Velikosti 5, 10 a 20 ml mají kužel umístěný excentricky a velikost 2 ml centrálně v ose válce.

Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Karton (ks)
121002	2 ml	100	2800
121005	5 ml	100	1900
121010	10 ml	100	1200
121021	20 ml	80	960



JEDNORÁZOVÉ STŘÍKAČKY LUER/LUER-LOCK TROJDÍLNÉ

Injekční stříkačky jsou sterilní, apyrogenní, netoxické, vyrobené z plastu pro jednorázové použití. Jsou tvořené pístem a válcem s vytištěnou stupnicí, která má dělení v mililitrech a těsnění vyrobeného z LATEX FREE materiálu. Kužely velikostí 1, 2, 5 a 10 ml jsou umístěné centricky a velikosti 20, 30 a 50 ml excentricky. Kužel velikosti 50 ml je Luer-Lock a vyplachovací. Kužel velikosti 100 ml je vyplachovací s luer adaptérem pro nasazení jehly.

Stříkačky Luer

Katalogové číslo	Název	Balení (ks)	Karton (ks)
131005	5 ml Luer	100	2400
131010	10 ml Luer	100	1600
131020	20 ml Luer	50	800
131050	50 ml Luer	50	450

Stříkačky Luer-Lock

Katalogové číslo	Název	Balení (ks)	Karton (ks)
132001	1 ml Luer - Lock	100	2000
132002	2 ml Luer - Lock	100	3000
132005	5 ml Luer - Lock	100	2400
132010	10 ml Luer - Lock	100	1600
132020	20 ml Luer - Lock	50	800
132030	30 ml Luer - Lock	50	400
132050	50 ml Luer - Lock	16	240
KD1352	50 ml Luer - Lock	50	300



VYPLACHOVACÍ STŘÍKAČKY - JANETT

Katalogové číslo	Název	Balení (ks)	Karton (ks)
140048	50 ml Vyplachovací - sterilní	1	-
140100	100 ml Vyplachovací - sterilní	25	100
140151	150 ml Vyplachovací - sterilní	50	-
140150	150 ml Vyplachovací - nesterilní	100	-
2920	50 ml Vyplachovací - sterilní	30	360
2926	100 ml Vyplachovací - sterilní	25	50
2934	150 ml Vyplachovací - sterilní	1	40
B948371D	50 ml Vyplachovací - sterilní	20	240
B943840T	100 ml Vyplachovací - sterilní	25	100
875728	60 ml Enterální stříkačka	30	300



INZULÍNOVÉ STŘÍKAČKY

Inzulínové stříkačky jsou určené na aplikaci 0,5 nebo 1 ml (100 jednotek) inzulínu. Tuberkulínové stříkačky jsou určené na aplikaci vakcín. Nejsou ale vhodné na jejich uskladnění.

Pětidílné jednorázové injekční inzulínové a tuberkulínové stříkačky jsou vyrobené z plastu, sterilní, apyrogenní, netoxické. Jsou tvořeny pístem, těsněním pístu a válcem s natištěnou stupnicí, do kterého je vlepená jehla náležitého rozměru – viz tabulka.

Funkci zajišťuje píst spolu s těsněním vyrobeným z přírodní gumy, neobsahuje latex. Jehla je chráněná krytkou v barvě příslušné danému typu inzulínové a tuberkulínové stříkačky.

Katalog. číslo	Název	Jmenovitý objem	Inzulínové jednotky	Rozměr jehly (mm)	Rozměr jehly	Barevné označení krytky	Balení (ks)	Karton (ks)
151100	Inzulínová stříkačka bez jehly	1 ml	U100	X	X	X	100	2000
151127	Inzulínová stříkačka s jehlou	1 ml	U100	0,33 x 12	27G x 1/2"	oranžová	100	2000
151129	Inzulínová stříkačka s jehlou	1 ml	U100	0,33 x 12	29G x 1/2"	oranžová	100	2000
151130	Inzulínová stříkačka s jehlou	1 ml	U100	0,33 x 12	30G x 1/2"	oranžová	100	2000
151529	Inzulínová stříkačka s jehlou	0,5 ml	U100	0,33 x 12	29G x 1/2"	oranžová	100	2000
154129	Inzulínová stříkačka s jehlou	1 ml	U40	0,33 x 12	29G x 1/2"	červená	100	2000
IS0529G	Inzulínová stříkačka s jehlou jednorázová, sterilní	0,5 ml	U100	0,33 x 12	29G x 1/2"	X	100	3600
IS1029G	Inzulínová stříkačka s jehlou jednorázová, sterilní	1 ml	U100	0,33 x 12	29G x 1/2"	X	100	3600



I.V. KANYLY CHIRAFLEX® / CHIRAFLEX SAFETY

Jednorázové intravenózní kanyly poskytují komfortní přístup do periferního cévního systému za účelem dlouhodobého podávání infuzních roztoků, krevních derivátů a léčiv. Současně je možné použití bočního portu na připichování léků.

Křídélka ulehčují uchopení při zavádění a následnou fixaci kanyly. Teflonová (FEP) či polyuretanová (PUR) kanyla minimalizuje riziko vzniku zánětu žil a alergických reakcí. Vhodným doplňkem je mandrén na uzavření přístupu do cévního systému zatím, co je kanyla nevyužívána.

Popis výrobku:

- s portem a křídélky
- bez portu s křídélky
- bez portu a bez křidélek
- mandrén, Luer-Lock ve všech velikostech
- SAFETY verze

S portem a s křídélky

Katalog. číslo	Velikost	Průměr (mm)	Délka (mm)	Průtok (ml/min)	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
311402	14G	0,6	19	15	oranžová	50	1000
311602	16G	0,7	19	20	šedá	50	1000
311702	17G	0,9	25	33	bílá	50	1000
311802	18G	1,1	32	54	zelená	50	1000
312002	20G	1,3	45	80	růžová	50	1000
312202	22G	1,5	45	125	modrá	50	1000
312402	24G	1,7	45	180	žlutá	50	1000
312602	26G	2,1	45	270	fialová	50	1000

Bez portu a s křídélky

Katalog. číslo	Velikost	Průměr (mm)	Délka (mm)	Průtok (ml/min)	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
312601	26G	0,6	19	15	fialová	50	1000
312401	24G	0,7	19	20	žlutá	50	1000
312201	22G	0,9	25	33	modrá	50	1000
312001	20G	1,1	32	54	růžová	50	1000
311801	18G	1,3	45	80	zelená	50	1000
311701	17G	1,5	45	125	bílá	50	1000
311601	16G	1,7	45	180	šedá	50	1000
311401	14G	2,1	45	270	oranžová	50	1000

Mandrén, Luer-Lock

Katalogové číslo	Velikost	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)	Hmotnost (kg)
400018	18G	zelená	50	1000	4,5
400020	20G	růžová	50	1000	4,5
400022	22G	modrá	50	1000	4,5

Bez portu a bez křidélek

Katalog. číslo	Velikost	Průměr (mm)	Délka (mm)	Průtok (ml/min)	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
312600	26G	0,6	19	15	fialová	50	1000
312400	24G	0,7	19	20	žlutá	50	1000
312200	22G	0,9	25	33	modrá	50	1000
312000	20G	1,1	32	54	růžová	50	1000
311800	18G	1,3	45	80	zelená	50	1000
311700	17G	1,5	45	125	bílá	50	1000
311600	16G	1,7	45	180	šedá	50	1000
311400	14G	2,1	45	270	oranžová	50	1000

S portem a s křídélky, SAFETY

Katalog. číslo	Velikost	Průměr (mm)	Délka (mm)	Průtok (ml/min)	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
331402	14G	2,1	45	180	oranžová	50	1000
331602	16G	1,7	45	180	šedá	50	1000
331702	17G	1,5	45	125	bílá	50	1000
331802	18G	1,3	45	80	zelená	50	1000
332002	20G	1,1	32	54	růžová	50	1000
332202	22G	0,9	25	33	modrá	50	1000
332402	24G	0,7	19	20	žlutá	50	1000
332602	26G	0,6	19	15	fialová	50	1000

Bez portu a s křídélky, SAFETY

Katalog. číslo	Velikost	Průměr (mm)	Délka (mm)	Průtok (ml/min)	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
332401	24G	0,7	19	20	žlutá	50	1000
332201	22G	0,9	25	33	modrá	50	1000
332001	20G	1,1	32	54	růžová	50	1000
331801	18G	1,3	45	80	zelená	50	1000
331601	16G	1,7	45	180	šedá	50	1000
332601	26G	0,6	19	15	fialová	50	1000
331701	17G	1,5	45	125	bílá	50	1000
331401	14G	2,1	45	270	oranžová	50	1000

Bez portu a bez křidélek, SAFETY

Katalog. číslo	Velikost	Průměr (mm)	Délka (mm)	Průtok (ml/min)	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
332400	24G	0,7	19	20	žlutá	50	1000
332200	22G	0,9	25	33	modrá	50	1000
331800	18G	1,3	45	80	zelená	50	1000
331600	16G	1,7	45	180	šedá	50	1000
331700	17G	1,5	45	125	bílá	50	1000
332000	20G	1,1	32	54	růžová	50	1000
332600	26G	0,6	19	15	fialová	50	1000



TBC STŘÍKAČKA ACTI-FINE®

TBC STŘÍKAČKA NA JEDNO POUŽITÍ 1 ML BEZ JEHLY

Trojdílná TBC stříkačka s Luer lockem acti-fine® je sterilní a neobsahuje latex. Rovnoměrný vstřík je zajištěn optimálním posuvem pístu. Hladký bílý píst a průhledný válec stříkačky umožňují snadnou čitelnost černě tištěné stupnice s ochranou před rozmazáním. Podrobné stupňování (0,01 ml) umožňuje přesné dávkování. Stříkačka neobsahuje žádný mrtvý prostor vzniklý špatně sedícím pístem.

Katalogové číslo	Balení (ks)	Karton (ks)
21IN-0103000003	100	-



JEDNORÁZOVÉ JEHLY

Injekční jehly pro jedno použití umožňují podávání injekčních roztoků do těla pacienta, odběry krve a punkce. Vyznačují se vynikající kvalitou ostří, což minimalizuje pocit bolesti při vpichu. Hlavička jehly je z transparentního materiálu pro lepší sledování proudění léčiva nebo krve jehlou. Při výrobě jehly se používá špičková nerezavějící ocel.

Odběrové oboustranně broušené jehly pro jednorázové použití umožňují odběr krve přímo do zkumavky vakuovým systémem. Špičková nerezová ocel používaná při výrobě se projevuje i na vynikající kvalitě ostří.

Balení 100 ks

Katalog. číslo	Velikost (mm)	Velikost (G)	Barva
203012	0,3 x 12	30G x 1/2"	světle-žlutá
204012	0,4 x 12	27G x 1/2"	šedá
204020	0,4 x 20	27G x 4/5"	šedá
204040	0,4 x 40	27G x 1/2"	šedá
204512	0,45 x 12	26G x 1/2"	hnědá
204516	0,45 x 16	26G x 5/8"	hnědá
204525	0,45 x 25	26G x 1"	hnědá
205016	0,5 x 16	25G x 5/8"	oranžová
205020	0,5 x 20	25G x 4/5"	oranžová
205025	0,5 x 25	25G x 1"	oranžová
205525	0,55 x 25	24G x 1"	fialová
205540	0,55 x 40	24G x 1 1/2"	fialová
206025	0,6 x 25	23G x 1"	modrá
206030	0,6 x 30	23G x 1 1/4"	modrá
206040	0,6 x 40	23G x 1 1/2"	modrá
207030	0,7 x 30	22G x 1 1/4"	černá
207035	0,7 x 35	22G x 1 1/5"	černá
207040	0,7 x 40	22G x 1 1/2"	černá
207050	0,7 x 50	22G x 1 1/2"	černá
208025	0,8 x 25	21G x 1"	zelená
208040	0,8 x 40	21G x 1 1/2"	zelená

Katalog. číslo	Velikost (mm)	Velikost (G)	Barva
208050	0,8 x 50	21G x 1 1/2"	zelená
209025	0,9 x 25	20G x 1"	žlutá
209040	0,9 x 40	20G x 1 1/2"	žlutá
209050	0,9 x 50		žlutá
211040	1,1 x 40	19G x 1 1/2"	slonovina
212040	1,2 x 40	18G x 1 1/2"	růžová
212050	1,2 x 50	18G x 1 1/2"	růžová
B949507	0,3 x 12	30G x 1,2"	světle-žlutá
B949323	0,5 x 16	25G x 5/8"	oranžová
908006	0,5 x 20	25G x 4/5"	oranžová
B949347	0,5 x 25	25G x 1"	oranžová
B949262	0,6 x 25	23G x 1	modrá
B949279	0,6 x 30	23G x 1 1/4"	modrá
900604	0,6 x 40	23G x 1 1/2"	modrá
B949231	0,7 x 30	22G x 1 1/4"	černá
B949248	0,7 x 40	22G x 1 1/2"	černá
B949170	0,8 x 40	21G x 1 1/2"	zelená
B900123	0,9 x 25	20G x 1"	žlutá
B949101	0,9 x 40	20G x 1 1/2"	žlutá
B948999	1,2 x 50	18G x 1 1/2"	růžová



TRO VENSITE KANYLA S PORTEM A HYDROFOBním FILTREM, BEZPEČNOSTNÍ

Katalog. číslo	Velikost (mm)	Velikost (G)	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
T90250	2,0 x 45	14G	oranžová	50	500
T90253	1,3 x 45	18G	zelená	50	500
T90255	1,1 x 3,2	20G	růžová	50	500
T90256	0,9 x 25	22G	modrá	50	500
T90257	0,7 x 19	24G	žlutá	50	500



I.V. KANYLA S KATÉTREM Z FEP S PORTEM A KŘIDÉLKY

Katalogové číslo	Velikost (G)	Průměr (mm)	Délka (mm)	Průtok (ml/min)	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
S7500F114	14G	2,1	45	270	oranžová	100	100
S7500F116	16G	1,7	45	180	šedá	100	1000
S7500F117	17G	1,5	45	125	bílá	100	1000
S7500F118	18G	1,3	45	80	zelená	100	1000
S7500F120	20G	1,1	32	54	růžová	100	1000
S7500F122	22G	0,9	25	33	modrá	100	1000
S7500F124	24G	0,7	19	20	žlutá	100	1000




I.V. KANYLA S HADIČKOU MOTÝLEK / ŽILNÍ SETY

Jednorázové intravenózní kanyly s hadičkou poskytují komfortní přístup do periferního cévního systému za účelem podávání infuzních roztoků a léčiv. Křídélka ulehčují uchopení při zavádění a následnou fixaci kanyly.

Skládají se z tenkostěnné jehly, ohebných křidélek a měkké hadičky. Ukončení může být koncovkou Luer Lock nebo Soft end. Intravenózní kanyly jsou k dispozici ve velikostech od 18G po 27G.

Katalogové číslo	Velikost	Průměr (mm)	Délka (mm)	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
S78001019	19G	1,1	20	slonovina	100	2000
S78001020	20G	0,9	20	žlutá	100	2000
S78001021	21G	0,8	20	zelená	100	2000
S78001023	23G	0,7	20	modrá	100	2000
S78001025	25G	0,5	20	oranžová	100	2000
S78001027	27G	0,4	20	šedá	100	2000
341801	18G	1,2	20	růžová	100	2000
341901	19G	1,1	20	slonovina	100	2000
342001	20G	0,9	20	žlutá	100	2000
342101	21G	0,8	20	zelená	100	2000
342201	22G	0,7	20	černá	100	2000
342301	23G	0,6	20	modrá	100	2000
342501	25G	0,5	20	oranžová	100	2000
342701	27G	0,4	20	šedá	100	2000



CHIRAPLUS P - INFUZNÍ SET

Infuzní souprava je určena k podávání infuzních roztoků do cévního systému z lahví anebo vaků prostřednictvím přetlaku vytvořeného pumpami. Infuzní set je apyrogenní, sterilní a je určený pro jednorázové použití. Lze použít také jako gravitační (doporučujeme použití s intravenózními kanylami CHIRAFLEX a hadičkami CHIRALINE).

Katalogové číslo	Název	Velikost komory (cm ³)	Filtr 15µm	Typ jednotkového balení	Balení (ks)	Karton (ks)
606000	Infuzní set CHIRAPLUS P	10,5	ano	fólie/papír	25	100




CHIRAPLUS G ECO - INFUZNÍ SET

Infuzní souprava (ekonomická verze) je určená k podávání infuzních roztoků do cévního systému z lahví anebo vaků pomocí gravitace. Infuzní set je apyrogenní, sterilní a je určený pro jednorázové použití (doporučujeme použití s intravenózními kanylemi CHIRAFLEX a hadičkami CHIRALINE).

Katalogové číslo	Název	Velikost komory (cm ³)	Filtr 15μm	Typ jednotkového balení	Balení (ks)	Karton (ks)
606001	Infuzní set CHIRAPLUS G ECO	8,5	ano	fólie	25	500

Všechny výrobky jsou z transparentního PVC.


Hadička délky 1500 mm má ukončení Luer Lock, průtok 20 kapek H₂O = 1,0 ± 0,1 g.



CHIRAHM - TRANSFUZNÍ SET

Transfuzní souprava se vzduchovým ventilem anebo bez vzduchového ventilku je určená na transfuzi krve a krevních derivátů do cévního systému z lahví nebo vaků. Transfuzní set je apyrogenní, sterilní a je určený pro jednorázové použití (doporučujeme použití s intravenózními kanylemi CHIRAFLEX a hadičkami CHIRALINE).

Katalogové číslo	Název	Velikost komory (cm ³)	Filtr 15μm	Typ jednotkového balení	Balení (ks)	Karton (ks)
605000	Transfuzní set CHIRAHM	17,0	ano	fólie/papír	25	100



CHIRALINE

Chiraline prodlužovací hadička spojuje infuzní nebo transfuzní set s další zdravotnickou pomůckou (např. i.v. kanyla CHIRAFLEX). Chiraline prodlužovací hadička je apyrogenní, sterilní a je určená pro jednorázové použití.

PVC hadička (1,8 mm x 45 mm / 1,8 mm x 1800 mm).

Napojení Luer Lock.

Katalog. číslo	Název	Rozměr (mm)	Balení (ks)	Karton (ks)
607000CH	Prodlužovací hadička, sterilní, LL	1,8 x 450	120	960
607001	Prodlužovací hadička, sterilní, LL	1,8 x 1800	85	680
606301	Hadička spojovací LL	1,8 x 450	40	400
606304	Hadička spojovací LL	1,8 x 1800	20	200



TROJCESTNÝ KOHOUT

Jsou určeny pro souběžné infuzní terapie při podávání infuzí nebo léčiv. Umožňují nastavení, řízení, ovládání nebo zastavení požadovaného směru toku tekutiny.

Katalogové číslo	Název	Balení (ks)	Karton (bal)
800010	Trojcestný kohout	50	-
STF11	Trojcestný kohout	50	-
V696434	Trojcestný kohout	50	-
773468M	Trojcestný kohout KD-FLEX STANDARD červený	50	20
773475M	Trojcestný kohout KD-FLEX STANDARD modrý	50	20



IN UZÁVĚRY ACTI-FINE®

In uzávěry acti-fine® jsou bezpečnostní zdravotnické uzávěry s konektorem Luer lock (samec). Flexibilní membrána pro přerušované podávání léčiva neobsahuje latex. Určeno pouze k jednorázovému použití.

Katalogové číslo	Barva	Balení (ks)	Karton (ks)
S130I0Y00	žlutá	100	5000
S130C0R00	červená	100	5000
CPHF-WYJ32	červená	100	5000
CPF-WYJ32B	modrá	100	5000