

PULP PAPIROVÝ PROGRAM

- Urinály
- Ložní mísy
- Podložní mísy
- Vložky do WC křesel
- Drátěný program



DRÁTĚNÝ PROGRAM - DRŽÁK NA POSTEL

Katalogové číslo: **PHH0L021**

Vhodný pro všechny typy urinálů.



BAŇATÝ URINÁL PRO MUŽE

Katalogové číslo: **PHUR1046**

Tento populární baňatý tvar urinálu je tvarován pro snadné použití a pro maximální možné pohodlí pacienta. Nabízí výborný ekonomický poměr cena/využití. Jednotlivé urinály lze likvidovat ve všech aktuálně dostupných macerátorech, které tento systém likvidace podporují. Urinály jsou vyrobeny z papíroviny – celulózy a jsou konstruovány tak, aby se vešly do standardních držáků u lůžka (PHH0L021).
Balení – 100 kusů v kartonu

Popis	Podrobnosti
Kapacita	875 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	260 (d) x 105 (š) x 125 (v)
Hmotnost	38 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladké hrdlo
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti času	4 hodiny
Teplotní odolnost	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Maceraci v souladu s PAS29: 1999



PLASTOVÁ PODPORA PRO LOŽNÍ MÍSU PHBED002

Katalogové číslo: **PHSUP051**

Používá se pro pacienty s vyšší hmotností pro jejich maximální pohodlí. Povrch má antimikrobiální úpravu. Pokud to situace vyžaduje, tak se případná údržba provádí pomocí dezinfekčního ubrousku.



LOŽNÍ MÍSA

Katalogové číslo: **PHBED002**

Navrženo pro vysoký komfort pacienta. Má dvojí možnost použití - buď jako klasická ložní mísa s podporou (PHSUP051), nebo jako vložka do WC křesel. Ložní mísy jsou stohovatelné, snadno oddělitelné a jsou vhodné pro likvidaci ve všech typech macerátorů. Snižuje riziko křížové kontaminace – nosokomiální infekce - jednorázové použití. Používáním krycích víček je zachována důstojnost pacientů.

Balení – 100 kusů v kartonu

Podpora PHSUP051

Popis	Podrobnosti
Kapacita	2000 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	350 (d) x 296 (h) x 95 (v)
Hmotnost	52 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladký povrch, Silný okraj, snadno se přenáší i při plném stavu
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosáknutí	4 hodiny
Odolnost teplotní	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



PODLOŽNÍ MÍSA MIDI

Katalogové číslo: **PHMID006**

Podložní mísa je navržena pro použití s podporou vložné mísy PHSUP014. Je určena především pro méně pohyblivé pacienty. Mísy jsou stohovatelné. Podložní mísy MIDI jsou vhodné k likvidaci ve všech typech macerátorů.

Balení – 100 kusů v kartonu

Podpora – PHSUP014

Popis	Podrobnosti
Kapacita	1300 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	290 (d) x 390 (h) x 670 (v)
Hmotnost	51 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladký povrch. Snadno se přenáší při plném obsahu.
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosaku	4 hodiny
Odolnost teplotní	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



PODLOŽNÍ MÍSA MAXI

Katalogové číslo: **PHMAX029**

Podložní mísa MAXI je navržena pro použití s podporou vložné mísy PHSUP054. Je určena především pro méně pohyblivé pacienty. Mísy jsou stohovatelné. Podložní mísy MAXI jsou vhodné k likvidaci ve všech typech macerátorů.

Balení – 100 kusů v kartonu

Podpora – PHSUP054

Popis	Podrobnosti
Kapacita	2000 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	370 (d) x 286 (h) x 90 (v)
Hmotnost	58 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché hladké dno, hladký povrch. Snadno se přenáší při plném stavu.
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosaku	4 hodiny
Odolnost teplotní	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



DRŽÁK NA POSTEL PRO PODPORU LOŽNÍ MÍSY PHBED002

Katalogové číslo: **PHH0L052**

Držák je vhodný pro všechny typy postelí.

Pouze na objednávku.



PLASTOVÁ PODPORA PRO LOŽNÍ MÍSY MIDI PHMID006

Katalogové číslo: **PHSUP014**

Používá se pro pacienty s vyšší hmotností pro jejich maximální pohodlí. Povrch má antimikrobiální úpravu. Pokud to situace vyžaduje, tak se případná údržba provádí pomocí dezinfekčního ubrousku.



ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍK PRO PODPORU PODLOŽNÍCH MÍS MIDI A MAXI

Katalogové číslo: **PHH0L020**

Je určen k montáži na stěnu.



VLOŽKA DO WC KŘESEL 1,7 LITRU

Katalogové číslo: **PHCOM030**

Vložka je navržena tak, aby se vešla do všech modelů WC křesel. Vložky lze snadno oddělit a jsou stohovatelné. Vložky WC křesel jsou vhodné pro likvidaci ve všech macerátorech.

Balení – 2 x 100 kusů v kartonu

Popis	Podrobnosti
Katalogové číslo	PHCOM030
Kapacita	1700 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	275 (d) x 275 (h) x 100 (v)
Hmotnost	42 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladký povrch. Snadno se přenáší při plném obsahu.
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosaku	4 hodiny
Odolnost teplotní	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



PLASTOVÁ PODPORA PODLOŽNÍCH MÍS PODPORA PODLOŽNÍCH MÍS MAXI PHMAX029

Katalogové číslo: **PHSUP054**

Používá se pro pacienty z vyšší hmotností pro jejich maximální pohodlí. Povrch má antimikrobiální úpravu. Pokud to situace vyžaduje, tak se případná údržba provádí pomocí dezinfekčního ubrousku.



EMITNÍ MISKA – LEDVINKA – MALÁ

Katalogové číslo: **O-188MEDIX300**

Emitní miska – ledvinka – má nový vylepšený tvar, který umožňuje snadnější a univerzálnější použití. V nouzových případech může být použita i pro výdej stravy, jinak je určena pro celou řadu funkcí, jako je odkládání nástrojů, obvazů a injekčních stříkaček. Emitky jsou stohovatelné, snadno oddělitelné a jsou vhodné pro likvidaci ve všech macerátorech.

Balení – 3 x 100 kusů v kartonu

Popis	Podrobnosti
Kapacita	700 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	250 (d) x 150 (h) x 40 (v)
Hmotnost	21 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladký povrch, silné stěny.
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosaku	4 hodiny
Odolnost teplotní	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



ODMĚRNÝ DŽBÁN

Katalogové číslo: **PHJUG005**

Tento multi-účelový odměrný džbán se snadno přenáší a dobře se drží. Džbán je určen především ke sběru, prohlížení stavu a měření objemu moči z urinálů a mís. Umožňuje snadné přelévání. Je stohovatelný a je vybaven odměrkou. Je vhodný k likvidaci ve všech typech macerátorů.

Balení – 100 kusů v kartonu

Popis	Podrobnosti
Kapacita	1000 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	252 (d) x 188 (h) x 110 (v)
Hmotnost	41 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladký povrch.
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosaku	4 hodiny
Odolnost teplotní	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



UNIVERZÁLNÍ MÍSA MALÁ (NOČNÍK) – 1 LITR

Katalogové číslo: **PHBOW003**

Univerzální mísa je určena ke sběru použitých tamponů, obvazů, použitých nástrojů, při nevolnosti apod. Může současně sloužit i jako nočník. Mísa je určena k likvidaci ve všech typech macerátorů.

Balení – 200 kusů v kartonu

Popis	Podrobnosti
Kapacita	1000 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	240 (d) x 185 (h) x 80 (v)
Hmotnost	21 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladký povrch. Snadno se přenáší. Silné stěny.
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosaku	4 hodiny
Odolnost teplotní	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



UNIVERZÁLNÍ MÍSA VELKÁ (UMYVADLO) – 3 LITRY

Katalogové číslo: **PHBOW049**

Mísa je určena ke sběru použitých tamponů, obvazů, použitých nástrojů, při velké nevolnosti apod. Je určena též jako umyvadlo, především pro osobní hygienu pacienta. Mísa je určena k likvidaci ve všech typech macerátorů.

Balení – 100 kusů v kartonu

Popis	Podrobnosti
Kapacita	3000 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	290 (d) x 290 (h) x 102 (v)
Hmotnost	54 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladký povrch. Snadno se přenáší.
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosaku	4 hodiny
Odolnost teplotní	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



POHÁREK NA ODBĚR VZORKŮ MOČI – (KALÍŠEK NA SPUTUM) NOVĚ NAVRŽENÝ

Katalogové číslo: **PHCUP008**

Nově navržený 300 ml pohárek na odběr moči má vylepšenou rukojeť a nálevku. Je možné ho použít i jako kalíšek na sputum a pro eliminaci nosokomiální infekce a kontaminace vzorku. Kalíšky lze likvidovat ve všech typech macerátorů.

Balení – 200 kusů v kartonu

Popis	Podrobnosti
Kapacita	300 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	300 (d) x 300 (h) x 615 (v)
Hmotnost	10 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladký povrch. Snadno se přenáší při plném obsahu. Snadné vylévání.
Odpor tekutiny	Standard: PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosaku	4 hodiny
Odolnost teplotní	35 ° C + 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



UNIVERZÁLNÍ MÍSA (UMYVADLO) – 4 LITRY

Katalogové číslo: **PHBOW050**

Univerzální, detergentům odolné, 4 litrové umyvadlo je vyrobeno z recyklovaného, jednorázového, papírového materiálu. Jako univerzální je navrženo pro mytí rukou, péče o rány, holení nebo omývání pacienta v posteli. Mísa je vhodná k likvidaci v macerátorech papírových produktů.

Balení – 100 kusů v kartonu.

Popis	Podrobnosti
Kapacita	4000 ml
Materiál	PULP papírovina
Velikost (mm)	320 (d) x 260 (h) x 107 (v)
Hmotnost	65 g ± 4 g
Fyzikální vlastnosti	Ploché dno, hladký povrch. Snadno se přenáší.
Odpor tekutiny	PAS29: 1999
Tekutina	Voda
Odolnost proti prosaku	>4 hodiny
Odolnost teplotní	40° C ± 3 ° C
Likvidace	Macerací v souladu s PAS29: 1999



SAFETYGEL – ABSORBENT

Mušské nádoby na moč.

Katalogové číslo	Balení	Balení (ks)	Karton (bal)
SGPS1	7 g	100	1000
SGTUB4	4 kg	1	1