

UROLOGIE – KATETRY, SYSTÉMY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Silikonové katetry, FOLEY – Tiemann, Nelaton, dvou a třícestné
- Latexové silikonované katetry, FOLEY – Tiemann, Nelaton, dvou a třícestné
- Jednorázové katetry, ženské, Nelaton, Tiemann
- Měřicí močový systém
- Močové sáčky
- Držáky sáčků na sekret a moč
- UROSID Sensor 400 katetr s teplotním snímačem



SILICONE PEDIATRICKÝ SILIKONOVÝ PERMANENTNÍ KATÉTR

Dvoucestný, se zavaděčem, 100 % silikon. RTG kontrastní vlákno. Jednotlivě sterilně baleno.

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
170003 - 000060	06	31 cm	1,5 ml	5	25
170003 - 000080	08	31 cm	3 ml	5	25
170003 - 000100	10	31 cm	5 ml	5	50



SILICONE TIEMANN SILIKONOVÝ PERMANENTNÍ KATÉTR

Dvoucestný, 100 % silikon. RTG kontrastní vlákno. Jednotlivě sterilně baleno.


Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
171305 - 000120	12	40 cm	10 ml	5	50
171305 - 000140	14	40 cm	10 ml	5	50
171305 - 000160	16	40 cm	10 ml	5	50
171305 - 000180	18	40 cm	10 ml	5	50
171305 - 000200	20	40 cm	10 ml	5	50
171305 - 000220	22	40 cm	10 ml	5	50
171305 - 000240	24	40 cm	10 ml	5	50



NELATON SILIKONOVÝ PERMANENTNÍ KATÉTR POOPERAČNÍ

Třícestný, 100 % silikon. RTG kontrastní vlákno. Jednotlivě sterilně baleno.


Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)
173800 - 000160	16	40 cm	40 ml	5
173800 - 000180	18	40 cm	50 ml	5
173800 - 000200	20	40 cm	60 ml	5
173800 - 000220	22	40 cm	70 ml	5
173800 - 000240	24	40 cm	80 ml	5



NELATON SILIKONOVÝ PERMANENTNÍ KATÉTR POOPERAČNÍ

Dvoucestný, 100 % silikon. RTG kontrastní vlákno. Jednotlivě sterilně baleno.

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
170630 - 000160	16	40 cm	20 ml	10	100
170630 - 000180	18	40 cm	20 ml	10	100
170630 - 000200	20	40 cm	20 ml	10	100
170630 - 000220	22	40 cm	30 ml	10	100
170630 - 000240	24	40 cm	30 ml	10	100




NELATON SILIKONOVÝ PERMANENTNÍ KATÉTR

Dvoucestný, 100 % silikon. RTG kontrastní vlákno. Jednotlivě sterilně baleno.

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
S81015S12	12	40 cm	5–15 ml	10	400
S81015S14	14	40 cm	5–15 ml	10	400
S81015S16	16	40 cm	5–15 ml	10	400
S81015S18	18	40 cm	5–15 ml	10	400
S81015S20	20	40 cm	5–15 ml	10	400
S81015S22	22	40 cm	5–15 ml	10	400

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
170605 - 000120	12	40 cm	5–15 ml	10	400
170605 - 000140	14	40 cm	5–15 ml	10	400
170605 - 000160	16	40 cm	5–15 ml	10	400
170605 - 000180	18	40 cm	5–15 ml	10	400
170605 - 000200	20	40 cm	5–15 ml	10	400
170605 - 000220	22	40 cm	5–15 ml	10	400
170605 - 000240	24	40 cm	5–15 ml	10	400



ACTI-FINE® NELATON PEDIATRICKÝ LATEXOVÝ SILIKONOVANÝ PERMANENTNÍ KATÉTR

Dvoucestný. Jednotlivě sterilně baleno.

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
S81050C08	8	22 cm	3 ml	10	400
S81050C10	10	22 cm	3 ml	10	400
1800003-000080	8	30cm	3 ml	10	100
1800003-000100	10	30cm	3 ml	10	100



ACTI-FINE® NELATON NELATON LATEXOVÝ SILIKONOVANÝ PERMANENTNÍ KATÉTR

Dvoucestný. Jednotlivě sterilně baleno.


Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
S81015C12	12	36 cm	5-10 ml	10	400
S81015C14	14	36 cm	5-10 ml	10	400
S81015C16	16	36 cm	5-10 ml	10	400
S81015C18	18	36 cm	5-10 ml	10	400
S81015C20	20	36 cm	5-10 ml	10	400
S81015C22	22	36 cm	5-10 ml	10	400
180605-000120	12	40 cm	5-10 ml	10	-
180605-000140	14	40 cm	5-10 ml	10	-
180605-000160	16	40 cm	5-15 ml	10	-
180605-000180	18	40 cm	5-15 ml	10	-
180605-000200	20	40 cm	5-15 ml	10	-
180605-000220	22	40 cm	5-15 ml	10	-
180605-000240	24	40 cm	5-15 ml	10	-
180605-000260	26	40 cm	5-15 ml	10	-
180605-000280	28	40 cm	5-15 ml	10	-



NELATON LATEXOVÝ SILIKONOVANÝ PERMANENTNÍ KATÉTR

Trojcestný. Jednotlivě sterilně baleno.

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
183430 - 000160	16	40 cm	30 ml	10	300
183430 - 000180	18	40 cm	30 ml	10	300
183430 - 000200	20	40 cm	30 ml	10	300
183430 - 000220	22	40 cm	30 ml	10	300
183430 - 000240	24	40 cm	30 ml	10	300
183430 - 000260	26	40 cm	30 ml	10	300




ACTI-FINE® NELATON

NELATON LATEXOVÝ SILIKONOVANÝ PERMANENTNÍ KATÉTR

Dvoucestný. Jednotlivě sterilně baleno.

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
S81030C12	12	40 cm	30 ml	10	400
S81030C14	14	40 cm	30 ml	10	400
S81030C16	16	40 cm	30 ml	10	400
S81030C18	18	40 cm	30 ml	10	400
S81030C20	20	40 cm	30 ml	10	400
S81030C22	22	40 cm	30 ml	10	400
S81030C24	24	40 cm	30 ml	10	400
S81030C26	26	40 cm	30 ml	10	400
S81030C28	28	40 cm	30 ml	10	400
180630-000140	14	40 cm	30 ml	10	-
180630-000160	16	40 cm	30 ml	10	-
180630-000180	18	40 cm	30 ml	10	-
180630-000200	20	40 cm	30 ml	10	-
180630-000220	22	40 cm	30 ml	10	-
180630-000260	26	40 cm	30 ml	10	-
180630-000280	28	40 cm	30 ml	10	-



TIEMANN

LATEXOVÝ SILIKONOVANÝ PERMANENTNÍ KATÉTR

Dvoucestný. Jednotlivě sterilně baleno.

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
181305 - 000120	12	40 cm	5–10 ml	10	500
181305 - 000140	14	40 cm	5–10 ml	10	500
181305 - 000160	16	40 cm	5–15 ml	10	500
181305 - 000180	18	40 cm	5–15 ml	10	500
181305 - 000200	20	40 cm	5–15 ml	10	500
181305 - 000220	22	40 cm	5–15 ml	10	500
181305 - 000240	24	40 cm	5–15 ml	10	500

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)	Karton (ks)
S81T15C12	12	40 cm	5–15 ml	10	500
S81T15C14	14	40 cm	5–15 ml	10	500
S81T15C16	16	40 cm	5–15 ml	10	500
S81T15C18	18	40 cm	5–15 ml	10	500
S81T15C20	20	40 cm	5–15 ml	10	500
S81T15C22	22	40 cm	5–15 ml	10	500



ACTI-FINE® JEDNORÁZOVÝ MOČOVÝ KATÉTR - ŽENSKÝ

Jednorázový močový katétr určený pro jednorázové cévkování a vzorkování moči. Katétr jsou vyrobeny z termosenzitivního, implantačně testovaného lékařského PVC. Snášejí veškeré lékařské lubrikanty. Jednotlivě sterilně baleno. Skladovatelnost je 5 let. Délka 18 cm se dvěma oky.

Katalogové číslo	CH	Délka	Barva	Balení (ks)
S8200F006	6	18 cm	světle zelená	100
S8200F008	8	18 cm	modrá	100
S8200F010	10	18 cm	černá	100
S8200F012	12	18 cm	bílá	100
S8200F014	14	18 cm	zelená	100
S8200F016	16	18 cm	oranžová	100
S8200F018	18	18 cm	červená	100
S8200F020	20	18 cm	žlutá	100



ACTI-FINE® JEDNORÁZOVÝ MOČOVÝ KATÉTR - NELATON

Jednorázový močový katétr určený pro jednorázové cévkování a vzorkování moči. Katétr jsou vyrobeny z termosenzitivního, implantačně testovaného lékařského PVC. Snášejí veškeré lékařské lubrikanty. Jednotlivě sterilně baleno. Skladovatelnost je 5 let. Délka 40 cm se dvěma oky.

Katalogové číslo	CH	Délka	Barva	Balení (ks)
S8200N006	6	40 cm	světle zelená	100
S8200N008	8	40 cm	modrá	100
S8200N010	10	40 cm	černá	100
S8200N012	12	40 cm	bílá	100
S8200N014	14	40 cm	zelená	100
S8200N016	16	40 cm	oranžová	100
S8200N018	18	40 cm	červená	100
S8200N020	20	40 cm	žlutá	100
S8200N022	22	40 cm	fialová	100
S8200N024	24	40 cm	světle modrá	100



JEDNORÁZOVÝ MOČOVÝ KATÉTR - TIEMANN

Jednorázový močový katétr určený pro jednorázové cévkování a vzorkování moči. Katétr jsou vyrobeny z termosenzitivního, implantačně testovaného lékařského PVC. Snáší veškeré lékařské lubrikanty. Jednotlivě sterilně baleno. Skladovatelnost je 5 let. Délka 40 cm se dvěma oky.

Katalogové číslo	CH	Délka	Barva	Balení (ks)
07.091.10.200	10	40 cm	bílá	100
07.091.12.200	12	40 cm	zelená	100
07.091.14.200	14	40 cm	oranžová	100
07.091.16.200	16	40 cm	červená	100
07.091.18.200	18	40 cm	žlutá	100
07.091.20.200	20	40 cm	žlutá	100
07.091.22.200	22	40 cm	fialová	100
07.091.24.200	24	40 cm	modrá	100




SENSOR KATÉTR PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Balonkový katétr s teplotním snímačem pro kontinuální sledování teploty v močovém měchýři. Katétr je určen pro dlouhodobé použití na 29 dnů. Katétr může být použit s kterýmkoliv močovým sáčkem.

Dvoucestný	Přesnost měření $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
RTG kontrastní proužek	Měřicí rozsah $24 - 44^{\circ}\text{C}$
Atraumatická špička	100% medicínální silikon
Dvě proti sobě ležící odtokové oka	Jednotlivě sterilně baleno
Bez latexu	5 ks v kartonu

Propojovací kabel je nutno konfigurovat podle typu monitoru.

Katalogové číslo	CH	Délka	Balonek	Balení (ks)
179360 - 000080	8	30 cm	3 ml	5
179360 - 000100	10	30 cm	5 ml	5
179360 - 000120	12	44 cm	10 ml	5
179360 - 000140	14	44 cm	10 ml	5
179360 - 000160	16	44 cm	10 ml	5
179360 - 000180	18	44 cm	10 ml	5



MOČOVÝ SÁČEK S KŘÍŽOVOU VÝPUSTÍ

S křížovou svislou výpustí s integrovaným zpětným ventilem, 90 cm dlouhou bezpečnostní hadicí s univerzálním konektorem. Sáček je vyroben z dvojnásobně silné fólie odolné proti nechtěnému protržení. Zesílená závěsná oka. Bez latexu. Dvojitě sterilně baleno (EO). Skladovatelnost 5 let. Pro max. 3-5 denní použití.

Katalogové číslo	Obsah	Délka hadice	Popis	Balení (ks)	Karton (ks)
P01139n	2000 ml	90 cm	Sáček močový s kříž. výpustí	10	250




UROSID®

UZAVŘENÝ BEZPEČNOSTNÍ MOČOVÝ SYSTÉM 2000 S

S křížovou svislou/vodorovnou výpustí (bezpečnostní uložení brání samovolnému vypuštění obsahu), extra velkou kapkovou komorou s integrovaným zpětným ventilem a bakteriálním filtrem, přetlakovým ventilem s pachovým filtrem, 120 cm dlouhou bezpečnostní hadicí s integrovaným klipem pro uchycení a tlačkou pro uzavření hadice. Koncovka s integrovaným bezinjekčním odběrovým portem. Trojitý integrovaný flexibilní držák (držák, šňůra, háček). Bez latexu. Dvojitě sterilně baleno (EO). Splňuje veškerá nařízení a normy RKI. Odpovídá normě DIN EN ISO 8669-2. Skladovatelnost 5 let. S bezjehlovým portem. Pro 14 denní použití.

Katalogové číslo	Obsah	Délka hadice	Výpustný ventil	Karton (ks)
690212-N	2000 ml	120 cm	svislý	25



URINMESS®

JEDNOKOMOROVÝ MĚŘÍCÍ SYSTÉM M3

Uzavřený odběrový systém s hodinovým měřením. Urometr s integrovaným odběrovým místem. Extra silný trojitý flexibilní držák s lankem a háčkem. Přesná svislá jemná stupnice urometru s odběrovým místem. Křížový výpustný ventil (uložený v pouzdře) opatřený bezpečnostní uzávěrou proti nechtěnému vypuštění. Hydrofobní mikrofiltrovací v kapkové komoře a přetlakovým a pachovým ventilem. Flexibilní klip pro uchycení na prostěradlo integrovaný na 120 cm hadici s tlačkou pro úplné uzavření. Zpětný ventil s bakteriálním filtrem. Bez latexu. Dvojitě sterilně baleno (EO). Pro 14 denní použití.


Katalogové číslo	Obsah	Urometr	Délka hadice	Balení (ks)
25012182	2000 ml	500 ml	150 cm	14
673082-000000	2000 ml	-	120 cm	10



SPIGOT KOLÍČEK DO KATÉTRU

Jednorázový, nesterilní, neobsahuje latex.


Katalogové číslo	Balení (ks)	Karton (ks)
07.037.00.000	100	1200
84001184	100	800



DRŽÁK SÁČKŮ NA SEKRET A MOČ – PLASTOVÝ

Plastový držák s dvojitou roztečí pro sáčky na sekret.

Katalogové číslo	Balení (ks)
100 105	10



DRŽÁK SÁČKŮ NA SEKRET A MOČ – KOVOVÝ

Kovový držák s dvojitou roztečí pro sáčky na sekret.

Katalogové číslo	Karton (ks)
09287	10