


ANESTÉZIE

Zajištění dýchacích cest, kyslíková a aerosolová terapie, hadice, odsávací hadice, cévky, dýchací hadice


- Ventilační okruhy
- Koaxiální okruh
- Spojka ventilačních okruhů - husí krk
- Filtry
- Jednorázové ventilační masky
- Ventilační masky pro opakované použití
- Jednorázové resuscitátory
- Resuscitátory pro opakované použití
- Respirační trenažér
- Endotracheální rourky – různé druhy
- Vzduchovody
- Jednorázové LMA laryngeální masky
- Kyslíkové masky pro děti/dospělé
- Kyslíkové brýle
- Odsávací cévky
- Prodlužovací a odsávací hadice



PE VENTILAČNÍ OKRUH VENTILAČNÍ OKRUHY PRO DOSPĚLÉ – VRAPOVANÉ PE

PE Anesteziologický okruh vrapovaný pro dospělé, 22 mm, 2*160 cm hadice, Y spojka s portem, 22M/15F kolínko s Luer-Lock portem.

Katalogové číslo	Balení (ks)
480 001	10



PE KOAXIÁLNÍ OKRUH ANESTEZIOLOGICKÝ OKRUH KOAXIÁLNÍ PRO DOSPĚLÉ

PE Anesteziologický okruh KOAXIÁLNÍ pro dospělé, 22 mm, 180 cm hadice, 22M/15F kolínko s Luer-Lock portem.

Katalogové číslo	Balení (ks)
489 301	10



SPOJKA KATETRU BEZ OTOČNÝCH KOLÍNEK PVC

PE FLEXI spojka katetru, 15 cm, bez otočného kolínka, 22M/15F patientský konektor.


Katalogové číslo	Balení (ks)
489 581	150



BAKTERIÁLNÍ FILTR S PORTEM

Malý mrtvý prostor, low flow resistance, sterilní, BFE 99,997.


Katalogové číslo	Karton (ks)
140 201	60



FILTR

HME filtr s portem, malý mrtvý prostor, low flow resistantní, sterilní.


Katalogové číslo	Balení (ks)
140 120	50



FILTR

HMEF filtr s portem, malý mrtvý prostor, low flow resistantní, sterilní, BFE 99,997, VFE 99,9998.

Katalogové číslo	Balení (ks)
140 210	60





ANESTEZIOLOGICKÁ MASKA S NAFUKOVACÍM LÍMCEM JEDNORÁZOVÁ

Ventilační maska.

Katalogové číslo	Velikost	Barva	Balení (ks)
130 210	0 - neonatal	bílá	50
130 211	1 - infant	růžová	40
130 212	2 - pediatric	žlutá	25
130 213	3 - child	zelená	20
130 214	4 - small adult	červená	15
130 215	5 - adult	modrá	15



ANESTEZIOLOGICKÁ MASKA SILIKOVANÁ AUTOKLÁVOVATELNÁ

Silikonový materiál, autoklávovatelné při 134 °C.

Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)
130 220	0 - neonatal	10
130 221	1 - infant	10
130 222	2 - pediatric	10
130 223	3 - child	10
130 224	4 - small adult	10
130 225	5 - adult	10



MANUÁLNÍ RESUSCITÁTOR JEDNORÁZOVÝ

Manuální resuscitátor, jednorázový, kompletní set pro dospělé.
Rezervoár, hadička 2,0 m.

Katalogové číslo	číslo masky	Objem	Balení (ks)
130 253	1	280	10
130 254	3	550	10
130 255	5	1500	10



MANUÁLNÍ RESUSCITÁTOR AUTOKLÁVOVATELNÝ

Manuální resuscitátor, autoklávovatelný, kompletní set pro dospělé.
Rezervoár, hadička 2,0 m.

Katalogové číslo	číslo masky	Objem	Balení (ks)
130 250	1	280	5
130 251	3	550	5
130 252	5	1500	5



RESPIRAČNÍ TRENAŽÉR

600-900-1200 ml

Anatomický design. Tři komory s balonky.

Katalogové číslo	Balení (ks)	Karton (ks)
180 101	1	63



NEBULIZAČNÍ SET S T-KUSEM

Transparentní materiál bez barviv. Měkčené lékařské PVC. Bez latexu.

Set obsahuje: T-kus, nádobku, 200 cm bezpečnostní hadičku a náustek.

Katalogové číslo	Délka hadičky	Obsah	Karton (ks)
130109	200 cm	8 ml	30



NEBULIZAČNÍ SET S OTOČNÝM NÁUSTKEM

Transparentní materiál bez barviv. Měkčené lékařské PVC. Bez latexu.

Set obsahuje: otočný náustek, nádobku a 200 cm bezpečnostní hadičku.

Katalogové číslo	Délka hadičky	Obsah	Karton (ks)
130108	200 cm	8 ml	150



ACTI-FINE®

JEDNORÁZOVÁ TRACHEÁLNÍ ROURKA Z PVC STERILNÍ

S manžetou MURPHY.

Katalogové číslo	Průměr (mm)	Balení (ks)	Karton (ks)
S5100C030	3,0	10	100
S5100C035	3,5	10	100
S5100C040	4,0	10	100
S5100C045	4,5	10	100
S5100C050	5,0	10	100
S5100C055	5,5	10	100
S5100C060	6,0	10	100
S5100C065	6,5	10	100
S5100C070	7,0	10	100
S5100C075	7,5	10	100
S5100C080	8,0	10	100
S5100C085	8,5	10	100
S5100C090	9,0	10	100



JEDNORÁZOVÁ TRACHEÁLNÍ ROURKA Z PVC STERILNÍ

Bez manžety MAGILL.

Katalogové číslo	Průměr	Balení (ks)	Karton (ks)
100380-000025	2,5	10	100
100380-000030	3,0	10	100
100380-000040	4,0	10	100
100380-000050	5,0	10	100
100380-000055	5,5	10	100
100380-000060	6,0	10	100



JEDNORÁZOVÁ TRACHEÁLNÍ ROURKA Z PVC STERILNÍ

S manžetou MAGILL/MURPHY.

Katalogové číslo	Průměr	Balení (ks)	Karton (ks)
112480-000025	2,5	10	100
112480-000030	3,0	10	100
112480-000035	3,5	10	100
112480-000040	4,0	10	100
112480-000045	4,5	10	100
112480-000050	5,0	10	100
112480-000055	5,5	10	100
112480-000060	6,0	10	100
112480-000065	6,5	10	100
112480-000070	7,0	10	100
112480-000075	7,5	10	100
112480-000080	8,0	10	100
112480-000085	8,5	10	100
112480-000090	9,0	10	100
112480-000095	9,5	10	100
112480-000100	10,0	10	100
112482-000025	2,5	10	100
112482-000035	3,5	10	100
112482-000085	8,5	10	100
112482-000100	10,0	10	100



ACTI-FINE®

JEDNORÁZOVÁ TRACHEÁLNÍ ROURKA Z PVC STERILNÍ

Bez manžety MURPHY.

Katalogové číslo	Průměr (mm)	Balení (ks)	Karton (ks)
S5100U020	2,0	10	100
S5100U025	2,5	10	100
S5100U030	3,0	10	100
S5100U035	3,5	10	100
S5100U040	4,0	10	100
S5100U045	4,5	10	100
100382-000045	4,5	10	100
100382-000050	5,0	10	100
100382-000055	5,5	10	100
100382-000060	6,0	10	100



ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKA

Nízkotlaková manžeta.

Katalogové číslo	Průměr	Balení (ks)
TR045	4,5	10
TR060	6,0	10
TR070	7,0	10
TR075	7,5	10
TR080	8,0	10
TR085	8,5	10
TR090	9,0	10
TR095	9,5	10

JEDNORÁZOVÁ TRACHEÁLNÍ ROURKA Z PVC STERILNÍ

Armovaná – ohnutá, v nabídce též rovná.

Katalogové číslo	Průměr (mm)	Balení (ks)
104202-000035	3,5	5
104202-000040	4,0	5
104202-000045	4,5	5
104202-000050	5,0	5
104202-000055	5,5	5
104202-000060	6,0	5
104202-000065	6,5	5
104202-000070	7,0	5
104202-000075	7,5	5
104202-000080	8,0	5
104202-000085	8,5	5
104202-000090	9,0	5

VZDUCHOVOD - STERILNÍ

Katalogové číslo	Velikost	Průměr (mm)	Barva	Balení (ks)
200103	0	50	modrá	180
200104	1	60	purpurová	150
200105	2	70	bílá	100
200106	3	80	zelená	90
200107	4	90	žlutá	70
200108	5	100	červená	60

JEDNORÁZOVÉ LMA LARYNGEÁLNÍ MASKY

Masky jsou vyrobené z měkkého lékařského PVC a díky vzduchovému dofukovatelnému polštáři velmi dobře těsní, jsou příjemné pro držení a jsou velmi spolehlivé. Jsou opatřeny pilotním kontrolním balonkem pro kontrolu těsnosti. Jednotlivě sterilně baleno. Bez latexu.

Katalogové číslo	Velikost	Průměr	Max. plnicí objem	Ks
LM241010	1	5 kg	4 ml	5
LM241015	1½	5-10 kg	7 ml	5
LM241020	2	10-20 kg	10 ml	5
LM241025	2½	20-30 kg	14 ml	5
LM241030	3	30-50 kg	20 ml	5
LM241040	4	50-70 kg	30 ml	5
LM241050	5	70-100 kg	40 ml	5





KYSLÍKOVÁ MASKA

Transparentní materiál bez barviv. Měkčené lékařské PVC.

Bez latexu. Střední koncentrace, kyslíková bezpečnostní hadička zabezpečená proti zalomení díky vnitřnímu hvězdicovitému profilu hadičky, standardní konektor, fixační gumový pásek, tvarovací nosní klip.

Katalog. číslo	Velikost	Napojení hadičky	Délka hadičky	Karton (ks)
130103	Pro dospělé	Pevné	200 cm	125
130104	Pro děti	Pevné	200 cm	50



KYSLÍKOVÁ MASKA S REZERVOÁREM

Transparentní materiál bez barviv. Měkčené lékařské PVC.

Bez latexu, vysoká koncentrace, bez zpětného vdechování s bezpečnostním ventilem, kyslíková bezpečnostní hadička zabezpečená proti zalomení díky vnitřnímu hvězdicovitému profilu hadičky, standardní konektor, fixační gumový pásek, tvarovací nosní klip.

Katalog. číslo	Velikost	Napojení hadičky	Délka hadičky	Karton (ks)
130110	Pro dospělé	Pevné	200 cm	50
130111	Pro děti	Pevné	200 cm	50



KYSLÍKOVÁ MASKA S NEBULIZÁTOREM

Transparentní materiál bez barviv. Měkčené lékařské PVC.

Bez latexu. Set obsahuje: masku, zvlhčovač a bezpečnostní kyslíkovou hadičku.

Katalog. číslo	Velikost	Napojení hadičky	Délka hadičky	Karton (ks)
130106	Pro dospělé	Pevné	200 cm	50
130107	Pro děti	Pevné	200 cm	50



KYSLÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ HADIČKA

Transparentní materiál bez barviv. Měkčené lékařské PVC.
Bez latexu. Bezpečnostní hadička s vnitřním hvězdicovým profilem proti zalomení.

Katalogové číslo	Délka hadičky	Karton (ks)
130112	200 cm	50



ODSÁVACÍ HADICE

TRYCHTÝŘ – STOPVENTIL
Nesterilní, PVC.

Katalogové číslo	Délka	Karton (ks)
160 322	1,8 m	150
160 332	3,7 m	80



KYSLÍKOVÉ BRÝLE

Transparentní materiál bez barviv. Měkčené lékařské PVC.
Bez latexu. Bezpečnostní hadička s vnitřním hvězdicovým profilem proti zalomení.

Katalogové číslo	Velikost	Délka hadičky	Karton (ks)
130101	Pro dospělé	200 cm	50
130102	Pro děti	200 cm	50



PRODLUŽOVACÍ A ODSÁVACÍ HADICE

TRYCHTÝŘ – STOP VENTIL

Hadice jsou vyrobeny z lékařského transparentního PVC. Dodávají se v provedení s trychtýřovou koncovkou a se stop ventilem. Jsou sterilně baleny pro použití na OP sálech. Skladovatelnost je 5 let.

Katalogové číslo	CH	Délka (cm)	Balení (ks)
07.068.25.260	25	250	50
07.068.30.210	30	200	50



PRODLUŽOVACÍ A ODSÁVACÍ HADICE

TRYCHTÝŘ – TRYCHTÝŘ

Hadice jsou vyrobeny z lékařského transparentního PVC. Dodávají se v provedení s trychtýřovou koncovkou a se stop ventilem. Jsou sterilně baleny pro použití na OP sálech. Skladovatelnost je 5 let.


Katalogové číslo	CH	Délka (cm)	Balení (ks)
07.068.25.300	25	300	30
07.068.30.300	30	300	30



STOP VENTIL

Stopventil je určený pro ukončení odsávacích hadic a cévek. Jednotlivě sterilně baleno. 100 ks v balení. Skladovatelnost je 5 let.

Katalogové číslo	Karton (ks)
07.031.00.000	100



ACTI-FINE®

ODSÁVACÍ KATÉTR S KONEKTOREM UMOŽŇUJÍCÍM OVLÁDÁNÍ ŠPIČKAMI PRSTŮ

Rovný, se dvěma bočními otvory.

Cévky jsou vyrobeny z lékařského transparentního PVC. Dodávají se v provedení s trychtýřovou barevně kódovanou koncovkou a s kulatou atraumatickou špičkou. Jsou jednotlivě sterilně baleny po 100 kusech v sáčku. Skladovatelnost je 5 let.

Katalogové číslo	CH	Délka (cm)	Barva	Balení (ks)
S930FT005	05	50	šedá	100
S930FT006	06	50	světle modrá	100
S930FT008	08	50	modrá	100
S930FT010	10	50	černá	100
S930FT012	12	50	bílá	100
S930FT014	14	50	zelená	100
S930FT016	16	50	oranžová	100
S930FT018	18	50	červená	100
S930FT020	20	50	žlutá	100
SC371010	10	50	černá	100
SC371012	12	50	bílá	100
SC371014	14	50	zelená	100
SC371016	16	50	oranžová	100
SC371018	18	50	červená	100