


ELEKTRODY TELIC


- EKG pro dospělé, pěnové
- EKG pro děti, pěnové
- EKG pro dospělé, papírové, prodyšné
- EKG univerzální HOLTÉR
- Adhezní defibrilační elektrody
- Elektrody pro AED defibrilátory



DORMO® SX-50

EKG Ag/AgCl jednorázová elektroda pro dospělé. Kulatá, pěnová elektroda s drukem. Tuhý gel. **Krátkodobá** (do 24 hodin). Vysoká adheze, stabilní přenos signálu.

Katalogové číslo	Rozměry	Balení (ks)	Karton (ks)
TEA09	ø 50 mm	50	1000



DORMO® SX-36

EKG Ag/AgCl jednorázová elektroda pro dospělé a dorost. Obdélníková, pěnová elektroda s drukem. Tuhý gel. **Krátkodobá** (do 24 hodin). Vysoká adheze, stabilní přenos signálu.

Katalogové číslo	Rozměry	Balení (ks)	Karton (ks)
TEA08	36 x 50 mm	50	1000



DORMO® SX-30

EKG Ag/AgCl jednorázová elektroda pro děti a novorozence.

Kulatá, pěnová elektroda s drukem.

Tuhý gel. **Krátkodobá** (do 24 hodin).

Vysoká adheze, stabilní přenos signálu.


Katalogové číslo	Rozměry	Balení (ks)	Karton (ks)
TEM01	ø 30 mm	50	1000



DORMO® SP-50

EKG Ag/AgCl jednorázová elektroda pro dospělé. Kulatá, papírová elektroda s drukem. Polotuhý gel. Dlouhodobá, prodyšná (do 72 hodin). Vysoká adheze, stabilní přenos signálu.

Katalogové číslo	Rozměry	Balení (ks)	Karton (ks)
TEI10	ø 50 mm	50	1000



DORMO® STRESS LEH-36

EKG Ag/AgCl jednorázová elektroda pro dospělé. Obdélníková, pěnová elektroda s drukem. Speciální konstrukce pro zátěž. Polotuhý gel. **Zátěžová pro Holter. (24 – 36 hodin).** Vysoká adheze, stabilní přenos signálu.

Katalogové číslo	Rozměry	Balení (ks)	Karton (ks)
TEDS1	36 x 50 mm	50	1000



DESFI DORMO®

Adhezní defibrilační elektroda. Vysoká vodivost, maximální adheze. Nevyžaduje žádný gel. **Předgelované.** Vhodné pro bezpečí pacienta a vyloučení stresových situací u personálu.

Katalogové číslo	Rozměry	Balení (ks)	Karton (ks)
ED-1010	10 x 10 cm	50	1000









DESFI DORMO®




Adhezní defibrilační elektroda. Vysoká vodivost, maximální adheze. Nevyžaduje žádný gel. **Předgelované.** Vhodné pro bezpečí pacienta a vyloučení stresových situací u personálu.

Katalogové číslo	Určeno pro	Rozměry	Kompatibilita	Karton
EDC 2015	Dospělé	10 x 10 cm	Physiocontrol QuickCombo	10 setů
EDC-P115	Děti	10 x 10 cm	Physiocontrol QuickCombo	5 setů
EDC-2030	Dospělé	10 x 10 cm	ZOLL	10 setů

	EDA-1012	ADULTOS ADULTS	10	DESFIBRILACIÓN ECG DEFIBRILLATION ECG	PRECOSA CABLE ADAPTADOR ECG REQUIRES ADAPTER CABLE
	ED-1010	ADULTOS ADULTS	50	DESFIBRILACIÓN DEFIBRILLATION	DISPOSITIVOS EQUIPADOS CON PALAS REUTILIZABLES STANDARD DEVICES EQUIPPED WITH STANDARD REUSABLE PADDOLES

El usuario deberá verificar la idoneidad del conector con su equipo. - User must check compatibility of cable connection with the equipment.

CONECTOR-MODELO CONNECTOR-MODEL	REF.	USO USE	UNIDADES/CAJA UNITS/BOX	FUNCIÓN FUNCTION	COMPATIBILIDAD COMPATIBILITY
	EDC-1015	ADULTOS / ADULTS	10	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION	PHYSIOCONTROL QUICK-COMBO
	EDC-P115	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-2015 <small>Preconectados/Preconnect</small>	ADULTOS / ADULTS			
	EDC-P215 <small>Preconectados/Preconnect</small>	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-1020	ADULTOS / ADULTS	10	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION	PHILIPS AGILENT
	EDC-P120	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-2020 <small>Preconectados/Preconnect</small>	ADULTOS / ADULTS			
	EDC-P220 <small>Preconectados/Preconnect</small>	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-1025	ADULTOS / ADULTS	10	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION	HEWLETT PACKARD HPM 3501A PHILIPS LAERDAL
	EDC-P125	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-2025 <small>Preconectados/Preconnect</small>	ADULTOS / ADULTS			
	EDC-P225 <small>Preconectados/Preconnect</small>	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-1030	ADULTOS / ADULTS	10	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION	CARDIAC SCIENCE CU MEDICAL SYSTEMS
	EDC-P130	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-2030 <small>Preconectados/Preconnect</small>	ADULTOS / ADULTS			
	EDC-P230 <small>Preconectados/Preconnect</small>	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-1035	ADULTOS / ADULTS	10	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION	ZOLL
	EDC-P135	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-2035 <small>Preconectados/Preconnect</small>	ADULTOS / ADULTS			
	EDC-P235 <small>Preconectados/Preconnect</small>	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-1040	ADULTOS / ADULTS	10	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION	NIHON KOHDEN ZOLL
	EDC-P140	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-2040 <small>Preconectados/Preconnect</small>	ADULTOS / ADULTS			
	EDC-P240 <small>Preconectados/Preconnect</small>	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			

CONECTOR-MODELO CONNECTOR-MODEL	REF.	USO USE	UNIDADES/CAJA UNITS/BOX	FUNCIÓN FUNCTION	COMPATIBILIDAD COMPATIBILITY
	EDC-1045	ADULTOS / ADULTS	10	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION	SCHILLER (FRED EASY)
	EDC-P145	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-2045 <small>Preconectados/Preconnect</small>	ADULTOS / ADULTS			
	EDC-P245 <small>Preconectados/Preconnect</small>	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-1050	ADULTOS / ADULTS	10	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION	CU MEDICAL SYSTEMS (PARAMEDIC)
	EDC-P150	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-2050 <small>Preconectados/Preconnect</small>	ADULTOS / ADULTS			
	EDC-P250 <small>Preconectados/Preconnect</small>	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-1055	ADULTOS / ADULTS	10	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION	NIHON-KOHDEN (JC-755V) INNOMED (CARDIOAD) WELCH ALLYN
	EDC-P155	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			
	EDC-2055 <small>Preconectados/Preconnect</small>	ADULTOS / ADULTS			
	EDC-P255 <small>Preconectados/Preconnect</small>	PEDIÁTRICOS PEDIATRICS			

