

CHIRURGIE

- Neutrální elektrody pro elektrochirurgii
- Jednorázové kabely s koncovkou a se skalpelem (sety)
- Kabely s koncovkou pro vícenásobné použití
- Příslušenství pro elektrochirurgii – abrazivní podložka
- ExBag (samorozvírací sáček pro MIC)
- Kartáčky na ruce a nehty



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro dospělé, monopolární.
Vhodné pro všechny typy přístrojů.


Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2125	215 cm ²	136 cm ²	1,65 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro děti, monopolární.
Vhodné pro všechny typy přístrojů.


Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2225	229 cm ²	82 cm ²	1,65 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro novorozence, monopolární.
Vhodné pro všechny typy přístrojů.

Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2425	63 cm ²	32 cm ²	1,65 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro dospělé, bipolární.
Vhodné pro všechny typy přístrojů.

Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2500	215 cm ²	122 cm ²	1,65 mm	100
2510	211 cm ²	125 cm ²	1,65 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro děti, bipolární.
Vhodné pro všechny typy přístrojů.

Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2600	229 cm ²	125 cm ²	1,65 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro novorozence, bipolární.
Vhodné pro všechny typy přístrojů.

Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2700	63 cm ²	29 cm ²	1,65 mm	50



BLAYCO®

Pero pro elektrochirurgii.

Kompletní kabel s koncovkou, pro 30 násobné použití.

Katalogové číslo	Ovládání	Balení (ks)
MBR-600	rukou	1



BLAYCO®

Jednorázové pero pro elektrochirurgii.

Jednotlivě sterilně baleno.

Vhodné pro všechny typy přístrojů.

70 mm elektroda, výměnná.

Katalogové číslo	Ovládání	Karton (ks)
MB-100	rukou	50



AKTIVNI ELEKTRODY PRO ELEKTROCHIRURGICKOU TUŽKU

Elektroda s čepelí.

Délka 160 mm.

Katalogové číslo	Balení (ks)	Karton (ks)
TCE05	1	50



ADHEZIVNÍ PODUŠKA NA ČIŠTĚNÍ KONCOVEK NÁSTROJŮ

Samolepící adhezivní poduška pro čištění koncovek elektrochirurgických nástrojů. Speciálně vyvinutá abrazivní poduška je určena na čištění nástrojů během operace. Dokonale a snadno odstraní zbytky tkáně z nástroje. Je určena k nalepení na instrumentační stůlek nebo tam, kde bude chirurgovi dobře dostupná. Sterilní balení.

Katalogové číslo	Balení	Karton (ks)
AL-40	kus	250



EXBAG®

Speciální samorozbalovací a samootvírací sáček s uzávěrem pro mikrochirurgii. Nezničitelně pevný. Určeno pro cholecystektomii, apendektomii, nefrektomii, laparoskopickou kolonochirurgii (darm-, sigma-, kolonoresektce), thorakoskopii (extrakce plicních segmentů), odstranění lymfatických uzlin, operace vaječníků.

Katalogové číslo	Obsah	Průměr otvoru	Trokar	Karton (ks)
332800-000010	200 ml	50 mm	10 mm	5
332801-000020	800 ml	100 mm	10 mm	5



CHIRURGICKÝ FIX

Chirurgický fix na pokožku, vhodný i pro novorozence. Fix je opatřen měřítkem a v příbalu je sterilní pravítko. Je netoxický. Má fialovou barvu. Speciální konstrukce hrotu umožňuje dvojitou sílu popisu (tenký a silný – náklonem fixu). Sterilní balení. Baleno jednotlivě.


Katalogové číslo	Balení (ks)	Karton (ks)
TCH02	1	100



BLAYCO RQ-05 CHIRURGICKÝ FIX

Sterilní, DOUBLE TIP produkt.

Katalogové číslo	Balení (ks)	Karton (ks)
TCH025	1	100



KARTÁČKY NA RUCE A NEHTY PRO JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ

K přímému použití. Měkký materiál.

Dva různé typy kartáčků s dezinfekcí:

- Povidine iodine - obsah 15–20 ml dezinfekce
- Bez dezinfekce – suchý

Sterilně baleno. Integrovaný kartáček na nehty. Baleno jednotlivě.

Katalogové číslo	Desinfekce	Balení (ks)	Karton (ks)
450 200	Povidine iodine 7,5%	25	300
450 205	Bez dezinfekce – suchý	28	336