

CHIRURGIE


- Neutrální elektrody pro elektrochirurgii
- Jednorázové kabely s koncovkou a se skalpelem (sety)
- Kabely s koncovkou pro vícenásobné použití
- Příslušenství pro elektrochirurgii – abrazivní podložka
- ExBag (samorozvírací sáček pro MIC)
- Kartáčky na ruce a nehty



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro dospělé, monopolární. Vhodné pro všechny typy přístrojů.


Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2125	217 cm ²	136 cm ²	0,69 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro děti, monopolární. Vhodné pro všechny typy přístrojů.


Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2225	145 cm ²	83 cm ²	0,69 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro novorozence, monopolární. Vhodné pro všechny typy přístrojů.

Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2425	83 cm ²	32 cm ²	0,69 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro dospělé, bipolární. Vhodné pro všechny typy přístrojů.


Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2500	217 cm ²	128 cm ²	0,69 mm	100
2510	221 cm ²	128 cm ²	0,69 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro děti, bipolární. Vhodné pro všechny typy přístrojů.

Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2600	145 cm ²	73 cm ²	0,69 mm	100



BLAYCO®

Neutrální elektroda pro novorozence, bipolární. Vhodné pro všechny typy přístrojů.

Katalogové číslo	Celková plocha	Kontaktní plocha	Tloušťka	Karton (ks)
2700	83 cm ²	31 cm ²	0,69 mm	100



BLAYCO®

Pero pro elektrochirurgii. Kompletní kabel s koncovkou, pro 30 násobné použití.


Katalogové číslo	Ovládání	Balení (ks)
MBR-600	rukou	1



BLAYCO®

Jednorázové pero pro elektrochirurgii. Jednotlivě sterilně baleno. Vhodné pro všechny typy přístrojů. 70 mm elektroda, výměnná.

Katalogové číslo	Ovládání	Karton (ks)
MB-100	rukou	50



AKTIVNI ELEKTRODY PRO ELEKTROCHIRURGICKOU TUŽKU

Elektroda s čepelí. Délka 160 mm.

Katalogové číslo	Balení (ks)	Karton (ks)
AB-90	1	50



ADHEZIVNÍ PODUŠKA NA ČIŠTĚNÍ KONCOVEK NÁSTROJŮ

Samolepící adhezivní poduška pro čištění koncovek elektrochirurgických nástrojů. Speciálně vyvinutá abrazivní poduška je určena na čištění nástrojů během operace. Dokonale a snadno odstraní zbytky tkáně z nástroje. Je určena k nalepení na instrumentační stolek nebo tam, kde bude chirurgovi dobře dostupná. Sterilní balení.

Katalogové číslo	Balení	Karton (ks)
AL-40	kus	250



EXBAG®

Speciální samorozbalovací a samootevrací sáček s uzávěrem pro mikrochirurgii. Nezníčitelně pevný. Určeno pro cholecystektomii, apendektomii, nefrektomii, laparoskopickou kolonochirurgii (darm-, sigma-, kolonoresektce), thorakoskopii (extrakce plicních segmentů), odstranění lymfatických uzlin, operace vaječníků.

Katalogové číslo	Obsah	Průměr otvoru	Trokar	Karton (ks)
332800-000010	200 ml	50 mm	10 mm	5
332801-000020	800 ml	100 mm	10 mm	5



CHIRURGICKÝ FIX

Chirurgický fix na pokožku, vhodný i pro novorozence. Fix je opatřen měřítkem a v příbalu je sterilní pravítko. Je netoxický. Má fialovou barvu. Speciální konstrukce hrotu umožňuje dvojnásobnou sílu popisu (tenký a silný – náklonem fixu). Sterilní balení. Baleno jednotlivě.

Katalogové číslo	Balení (ks)	Karton (ks)
TCH02	1	100



BLAYCO RQ-05 CHIRURGICKÝ FIX

Sterilní, DOUBLE TIP produkt.

Katalogové číslo	Balení (ks)	Karton (ks)
TCH025	1	100



KARTÁČKY NA RUCE A NEHTY PRO JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ

K přímému použití. Měkký materiál.

Dva různé typy kartáčků s dezinfekcí: povidine iodine - obsah 15–20 ml dezinfekce.
Bez dezinfekce – suchý. Sterilně baleno. Integrovaný kartáček na nehty. Baleno jednotlivě.

Katalogové číslo	Desinfekce	Balení (ks)	Karton (ks)
450 200	Povidine iodine 7,5%	25	300
450 205	Bez dezinfekce – suchý	28	336